

ergotron®

moving you forward

Recomendaciones de limpieza para centros de salud

Puede utilizar la mayoría de las soluciones limpiadoras, diluidas, no abrasivas y no corrosivas de grado hospitalario en todas las superficies plásticas y metálicas, ya sean pintadas, pulidas o sin terminar. Ello incluye compuestos de amoníaco cuaternario, limpiadores enzimáticos de amoníaco, peróxido de hidrógeno, blanqueador o soluciones de alcohol.

Consejos útiles:

Asegúrese de probar cualquier solución limpiadora en un área pequeña y oculta antes de utilizarla.

Los bolígrafos y marcadores de borrado en seco y permanentes deben eliminarse con alcohol isopropílico al 91% y un paño suave.

Las manchas de yodo pueden eliminarse con limpiadores de uso común y un paño suave.

Para su seguridad y para proteger su carro médico:

Nunca utilice lana de acero u otros materiales abrasivos que puedan dañar el acabado de la superficie.

No utilice disolventes fuertes como el tricloroetileno y la acetona, ya que pueden dañar el acabado de la superficie.

Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no exponga los componentes eléctricos al agua, soluciones limpiadoras u otros líquidos o sustancias potencialmente corrosivas.

No sumerja el carro o sus componentes en líquidos ni permita que los líquidos fluyan hacia el carro. Remueva con un paño húmedo todos los limpiadores de la superficie de inmediato y seque la superficie

después de limpiarla.

No utilice limpiadores inflamables en

las superficies del carro debido a la proximidad a

la alimentación eléctrica.



Asegúrese de consultar al administrador de control de infecciones o al epidemiólogo de su hospital para conocer todos los procedimientos y procesos de limpieza.

Español

Descargue recursos adicionales en ergotron.com.

Para obtener más información:

Northamérica: 800.888.8458 / +1.651.681.7600 / sales@ergotron.com

Europa, Oriente Próximo y África (Europe, Middle East and Africa, EMEA): +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com

Asia Pacífico (Asia and Pacific, APAC): apaccustomerservice@ergotron.com

Fabricantes de equipos originales (Original Equipment Manufacturer, OEM): info@oem.ergotron.com

© Ergotron, Inc. 01 oct 2019

Documentación elaborada en EE. UU.

Contenido sujeto a cambios.

Los dispositivos de Ergotron no están pensados para curar, tratar, mitigar o prevenir ninguna enfermedad.

Información de patentes disponible en www.ergotron.com/patents.

