

ergotron®

moving you forward

- Helps reduce cart downtime with real-time insights into usage patterns, drawer access, battery life and more through an online dashboard
- Software communicates directly with the cloud without access to patient records to keep information secure and support HIPAA compliance
- Provides real-time notifications to your IT staff when a mobile workstation requires service or attention to eliminate guesswork and unnecessary checks
- Enables IT staff to diagnose issues from a distance to help reduce support time instead of traveling across expansive campuses to locate a cart
- Based on your service level agreement, automated service notifications allow Ergotron to address an event as it occurs to remotely diagnose the situation and dispatch service and parts
- Free with your StyleView 42 or StyleView 44 medical cart and quick to implement with installation per device in as little as one minute

eKinnex™
SOFTWARE

FÜR
STYLEVIEW™

CLOUD-BASIERTES FLOTTENMANAGEMENT

21st century, patient-centered healthcare needs 21st century technology and equipment. Rethink how you manage your medical cart fleet with eKinnex™ technology. This secure, web-based software hosted by Ergotron monitors your fleet in real time, helping you proactively identify service and maintenance needs to maintain uptime, freeing up time for your IT team. The HIPPA-compliant portal keeps patient information safe while providing key insights to manage your fleet to meet the needs of fast-paced, modern care.

Flexible Zugriffskontrolle und Wagen Konfigurationen

Control who can access drawers through the cart users page. For more advanced access, separate carts into groups and control access on a group basis, along with settings like mute drawer alarm and open drawers at once.

Detaillierte Stromversorgungssystem Metriken



Historical power system data, including charge, load and current, lets you quickly identify usage patterns and potential issues.

Schubladen Zugriffsprotokoll

Use the drawer log page to view and search drawer events to see who opened which drawer on which cart at what time.

Einfache Anwendung

The cart client software installs on your cart-connected computers using a Microsoft Installer package and minimal resources—just 2 MB of memory. To get started, follow the link in your welcome email, download the software onto your local client PC and run the installation file.



Dashboard Ergotron

Replace Battery × 1 | Low Battery × 6 | Lost Contact × 5

Carts Ergotron

Filters: Search, Connection (Online, Offline), Power Source (Plugged In, Battery, None), Battery Condition (Good, Replace), Charge (0% to 100%)

Name	Last Seen	Group	Type	Power Source	Charge	Battery Condition
ERG-TANGENT-PC	2017/01/27 3:30:18 pm	HIMSS17	Unknown	Unknown	0%	Checking
ERGLOANER08	2017/01/24 4:20:51 pm	demo	Unknown	Valence 12RTL 40AH	0%	Checking
NHAZZARD1	2017/02/08 12:06:40 pm	demo	Unknown	Unknown	0%	Checking
SOLSON-TEST	2017/02/08 12:05:57 pm	demo	Unknown	Unknown	81%	Checking
SSQUIRES1	2017/02/02 12:35:44 pm		Unknown	Unknown	0%	Checking
SURFACEPRG3	2017/02/08 8:51:57 am	demo	Unknown	Unknown	100%	Replace
ITOWNES	2017/02/02 4:36:58 pm		Unknown	Unknown	0%	Checking
USER-PC	2017/01/27 3:30:31 pm	HIMSS17	Unknown	Unknown	0%	Checking

Hauptmerkmale:

- Anlegen und Löschen von Nutzern
- Verwaltung von Nutzerinformation und Schubladen PINs
- Verwaltung von Nutzergruppen
- Sortieren und Filtern zur Erkennung von Wartungsbedarf
- Import und Export von Nutzern

Erfahren Sie mehr auf www.ergotron.com/ekinnex.

Schnelle Erkenntnisse über Ihre Flotte auf einen Blick:

- Echtzeit Benachrichtigungen bei Service- oder Wartungsbedarf von mobilen Arbeitsstationen
- Akkustand
- Letzter Wagen-, Stromversorgungs- und Schubladen-Bericht an die Cloud
- Strom- und Schubladen-Ereignisprotokoll
- Wagen Software und Hardware Informationen, z.B. zuletzt gemeldeter Standort

Weiterführendes Informationsmaterial zum Herunterladen finden Sie unter ergotron.com

Weitere Informationen finden Sie hier:
 EMEA +31 334545600 / info.eu@ergotron.com
 DACH +49 43154028780 / info.de@ergotron.com
 CUSTOM: custom@ergotron.com

© Ergotron, Inc. 03.31.2020

Literaturhergestellt in den U.S.A. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
 Produkte von Ergotron dienen nicht zur Heilung, Behandlung, Linderung oder Vorbeugung von Krankheiten
 Informationen zu unseren Patenten verfügbar auf www.ergotron.com/patents
 WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit und eKinnex sind Warenzeichen von Ergotron.

